


Dansac Product Catalogue

ダンサック 製品カタログ

2019 / 2020



- ダンサック全製品は、安全・品質・サービスともにヨーロッパの規格を満たしている製品に与えられる「CE」マークを取得しています。
- ベルクロはVelcro BVBAの登録商標です。
- 本カタログに掲載されている情報は、医療従事者によるアドバイスの代わりになるものではありません。
- カタログの製品寸法は若干の誤差が生じる場合がございますので、目安としてご参照ください。
- 本カタログに明記されている価格は、メーカー希望小売価格です。
- 製品の仕様、価格は予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- ご使用に関しては使用説明書をよくお読みください。
- 商品は直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ストーマ袋は臭いの強い物の近くで保管しないでください。
- ストーマ袋を廃棄する際には、まず使用済みのストーマ袋を空にしてから、地域毎のゴミ処理方法に合わせて廃棄してください。
- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、ストーマサイズなどの規格をお知らせください。

XD112-201905L30K

販売元 株式会社ホリスター
ダンサック
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲21階
FAX: (03)6711-2861
e-mail: info@dansac.jp
URL: www.dansac.jp

お問い合わせ先
ダンサック




0120-977138

Skin Health お肌の健康を考える

いつもお肌と接しているストーマ装具。
「ダンサック=お肌の健康」というコンセプトで、患者様のお肌の健康を第一に考えた製品を提供し続けます。



dansac 
Dedicated to Stoma Care



Simple Care シンプルケア

ストーマ装具専門メーカーだからこそできる数々の「世界初」と「ユニークな発想」。
どなたにでも簡単で、かつ衛生的にケアができるストーマ装具を追求し続けています。



P5 ダンサックの製品タイプ

P6 ノバライフ TRE シリーズの特長

単品系装具 ワンピース

P11 ノバライフ1 TRE シリーズ

P12 ノバライフ1 TRE フィット/フィット マキシ

P13 ノバライフ1 TRE ミニ/ノバライフ1 TRE/ノバライフ1 TRE マキシ

P14 ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ/コンベックス/コンベックス マキシ

P15 ノバライフ1 シリーズ

P16 ノバライフ1 フィット/フィット マキシ

P17 ノバライフ1 ミニ/ノバライフ1/ノバライフ1 マキシ

P18 ノバライフ1 コンベックス ミニ/コンベックス/コンベックス マキシ

P19 ノバライフ1 ミニクローズ/クローズ

P20 ノバ1 シリーズ

P21 ノバ1 ミニフォールドアップ/フォールドアップ/マキシ フォールドアップ

P22 ノバ1 フォールドアップ X3

P23 ノバ1 フォールドアップ X5

P24 ノバ1 フォールドアップ コンベックス

P25 ノバ1 イレオストミー

P26 ノバ1 イレオストミー X5

P27 ノバ1 イレオストミー コンベックス

P28 ノバ1 ウロストミー X3

P29 ノバ1 ウロストミー コンベックス

P30 ノバ1 インファントドレイン (小児用)

P31 ノバ1 ミニキャップ

NOVALIFE
TRE



NOVALIFE



NOVA



二品系装具 ツーピース

P32 ノバライフ2 TRE シリーズ

P33 ノバライフ2 TRE リング

P34 ノバライフ2 TRE コンベックス リング

NOVALIFE
TRE



P35 ノバライフ2 シリーズ

P36 ノバライフ2 リング

P37 ノバライフ2 コンベックス リング

P38 ノバライフ2 ミニオープン/オープン/マキシ オープン

ノバライフ2 ミニクローズ/クローズ

NOVALIFE



P39 ノバ2 シリーズ

P40 ノバ2 リング

P41 ノバ2 X3 リング

P42 ノバ2 X5 リング

P43 ノバ2 コンベックス リング

P44 ノバ2 ミニフォールドアップ/フォールドアップ

P45 ノバ2 イレオストミー

P46 ノバ2 ウロストミー

NOVA



アクセサリ

P47 アクセサリ

P48 TRE シール (用手成形皮膚保護剤)

P49 GXトラシール (リング状皮膚保護剤)/ダンサックシール (リング状皮膚保護剤)

P50 ソフトペースト (練状皮膚保護剤)/スキンティッシュ/ダンサック消臭液ノドールS

P51 クランプ/ソフトワイヤータイ/ドレインネージバッグ/ドレインチューブアダプター

P52 ダンサックベルト/ベルトパック (ワンピース用)

CONTENTS 目次

製品特長

FEATURE

P53 製品コンセプト

- P54 ノバライフ TRE シリーズ・ノバライフシリーズの特長
- P56 ノバシリーズの特長
- P58 ダンサックストーマ装具の特長

P59 ダンサックのシンプルな操作手順

- P60 排出口操作手順 ノバライフ TRE シリーズ・ノバライフシリーズ
- P61 排出口操作手順 ノバシリーズ フォールドアップ
- P62 装着手順 ノバ X3 | ノバ X5

P63 アイコン一覧 | 製品一覧

- P64 アイコン一覧
- P67 製品一覧

ダンサックの製品タイプ Product Type

単品系装具 | ワンピース

二品系装具 | ツーピース

ノバライフ TRE シリーズ

単品系装具

1

NOVALIFE
ノバライフ1 TRE シリーズ

製品紹介は
11ページへ

製品特長は
6ページへ

二品系装具

2

NOVALIFE
ノバライフ2 TRE シリーズ

製品紹介は
32ページへ

製品特長は
6ページへ

ノバライフシリーズ

単品系装具

1

NOVALIFE
ノバライフ1 シリーズ

製品紹介は
15ページへ

製品特長は
54ページへ

二品系装具

2

NOVALIFE
ノバライフ2 シリーズ

製品紹介は
35ページへ

製品特長は
54ページへ

ノバシリーズ

単品系装具

1

NOVA
ノバ1 シリーズ

製品紹介は
20ページへ

製品特長は
56ページへ


二品系装具

2

NOVA
ノバ2 シリーズ

製品紹介は
39ページへ

製品特長は
56ページへ



ノバライフ^{トレイ} TRE

単品系装具・二品系装具



だんさく独自の「TREテクノロジー」を使用
お肌に最適なスチームケアを実現

お肌に最適なスチームケアを

今までに類を見ないだんさく独自の「TREテクノロジー」を使用した『ノバライフ TRE』スチーム装具の誕生です。

「スチームケア、ひとすじ。」のだんさくは
スチームケア製品を絶えず革新し、
「本来あるべきお肌の健康な状態」に対し常に重点を置いています。

スチームとともに生きる皆様、
そしてスチームケアに携わる皆様が
よりよい人生を過ごせるよう
だんさくは日々お手伝いしていきます。



「ノバライフ TRE 皮膚保護剤」が叶えた3つの特性



即効性のある緩衝作用

お肌に悪影響をもたらす消化酵素の活性化を抑えます。排泄物がお肌に触れても通常のお肌のpH値(弱酸性)へすぐに作用し、万が一排泄物の潜り込みが発生しても、皮膚障害が起こりにくい仕様です。



優れた吸水性

赤ちゃんのおむつにも使用されている吸水素材を使用。お肌の水分量バランスを正常で自然な状態に保ち、皮膚トラブルの可能性を低減します。



持続する粘着力

初期タック、粘着力、耐久性に優れた皮膚保護剤。気になる排泄物の潜り込みや、漏れを低減させることで安心感を高めます。




面板の各部によって異なる役割に対応した皮膚保護剤の二層構造

「ノバライフ TRE 皮膚保護剤」

ストーマ近接部に接触する皮膚保護剤層 (プライマリー・レイヤー) 最も保護されるべきストーマ周囲皮膚には「TREテクノロジー」を使用

面板保護剤辺縁部層 (セカンダリー・レイヤー) 粘着力が求められる保護剤辺縁部には、浸潤環境から守る成分を配合



ストーマ近接部に接触する皮膚保護剤層 (プライマリー・レイヤー)

面板保護剤辺縁部層 (セカンダリー・レイヤー)

配合成分


- フルイドPIB (ポリイソブチレン)
- SIS (スチレン・イソブレン ブロック共重合体)
- 液体PIB (ポリイソブチレン)
- PEファイバー (ポリエチレン)
- カルボキシビニルポリマー (カルボマー)
- ポリアクリル酸ナトリウム

配合成分

- フルイドPIB (ポリイソブチレン)
- SIS (スチレン・イソブレン ブロック共重合体)
- PEファイバー (ポリエチレン)
- ペクチン
- CMC (カルボキシメチルセルロース)


理想はお肌本来の健康な状態を維持すること

健康なお肌は弱酸性の環境で、酸外套が維持されています。この酸外套はお肌の抗菌作用を促し、お肌本来の健康な状態を維持するので、とても重要です。



消化酵素に富むストーマ粘液は、ストーマ周囲皮膚に接触すると、消化酵素によって表皮の外層が分解された皮膚障害につながります。ストーマ周囲の皮膚障害はストーマケアにおいて頻繁に発生し、ストーマ造設者のQOLに重大な影響を及ぼします。

皮膚本来の緩衝能だけでは消化酵素や発汗によりpH値が変化しやすくなります。「ノバライフ TRE 皮膚保護剤」は、外部の刺激からお肌を守り、弱酸性の健康な状態を維持し、お肌にやさしく、消化酵素には厳しい環境を与え、消化酵素の活性化を抑えるよう促します。



いままでの概念とは異なる全く新しい 「ノバライフ TRE 皮膚保護剤」に見られる現象

これらの現象は「TREテクノロジー」がしっかり作用している証拠です。

- ① ストーマ周囲に接触する皮膚保護剤が波打ったり、放射線状にしわができる。



皮膚保護剤がストーマ基部周辺で膨潤している

白く色が変わるのは、湿気を吸収しているサイン

超吸水性成分による水分を吸収し膨張しようとする力と、成分同士の凝集性を高めようとする力がせめぎ合いを起こしている

- ② ストーマ周囲皮膚に、皮膚保護剤の波打ちやしわの跡が見られる。



皮膚に皮膚保護剤のしわの跡がついている

※通常、しわの跡はしばらくすると消えます。

皮膚保護剤が皮膚にしっかりと粘着しているため、「TREテクノロジー」による皮膚保護剤のしわの跡が皮膚についている

単品系装具 ワンピース

お肌の健康を守る「ノバライフ TRE 皮膚保護剤」を使用した面板とストーマ袋が一体化しているワンピースタイプのシリーズです。



NOVALIFE
ノバライフ1 TRE シリーズ

ノバライフ1 TRE シリーズ

製品特長は6ページへ



単品系装具

1

ノバライフ1 TRE フィット
ノバライフ1 TRE フィット マキシ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 TRE フィット

ノバライフ1 TRE フィット マキシ



やわらかい凸面



閉鎖具内蔵



装着期間目安



ノバライフ TRE 皮膚保護剤

品名	ノバライフ1 TRE フィット	ノバライフ1 TRE フィット マキシ
価格	9,500円(非課税)	9,500円(非課税)
粘着面(mm)	130 × 110	130 × 110
ストーマ袋サイズ(mm)	239 × 144	259 × 158
凸型嵌め込み具の高さ	6mm	6mm
包装	10枚入	10枚入
テーパースリット(中心-辺縁)	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm
装着期間目安	~6日 ^{*1}	~6日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号		製品番号	
	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
	フリーカット(自由開孔)			
15-24mm	3082-24 ^{*2}	3081-24 ^{*2}		
15-34mm	3082-34	3081-34	3084-34	3083-34
15-44mm			3082-44	3081-44
15-54mm			3082-54 ^{*3}	3081-54 ^{*3}
	プレカット(既製孔)			
25mm	3082-25 ^{*2}	3081-25 ^{*2}	3084-25	3083-25
30mm	3082-30	3081-30	3084-30	3083-30
35mm	3082-35	3081-35	3084-35	3083-35
40mm			3082-40	3081-40
45mm			3082-45	3081-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

^{*2}粘着面107×91mm

^{*3}粘着面150×127mm

さらなる安心感 別売品



ベルト
(タンザックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)もございます



テーパースリット形状 皮膚保護剤 透明リリースフィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボスフィルム ベルトタブ付 ノバライフフィルター あんしん窓 入浴可

単品系装具

1

ノバライフ1 TRE ミニ
ノバライフ1 TRE
ノバライフ1 TRE マキシ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 TRE ミニ

ノバライフ1 TRE

ノバライフ1 TRE マキシ



平面



閉鎖具内蔵



装着期間目安



ノバライフ TRE 皮膚保護剤

品名	ノバライフ1 TRE ミニ	ノバライフ1 TRE	ノバライフ1 TRE マキシ	
価格	6,000円(非課税)	6,300円(非課税)	6,300円(非課税)	7,200円(非課税)
粘着面(mm)	85 × 72	105 × 89	105 × 89	125 × 106
ストーマ袋サイズ(mm)	220 × 132	239 × 144	259 × 158	
包装	10枚入	10枚入	10枚入	
テーパースリット(中心-辺縁)	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm	
装着期間目安	~5日 ^{*1}	~5日 ^{*1}	~5日 ^{*1}	

ストーマサイズ	製品番号							
	透明	肌色	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
	フリーカット(自由開孔)							
15-38×50mm(タテ×ヨコ)	3026-15/10	3025-15/10						
15-55×70mm(タテ×ヨコ)			3024-15/10	3023-15/10	3018-15	3017-15		
15-70×90mm(タテ×ヨコ)							3016-15	3015-15
	プレカット(既製孔)							
25mm			3024-25/10	3023-25/10	3018-25	3017-25		
30mm			3024-30/10	3023-30/10	3018-30	3017-30		
35mm			3024-35/10	3023-35/10				
40mm			3024-40/10	3023-40/10				
45mm			3024-45/10					

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパースリット形状 皮膚保護剤 透明リリースフィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボスフィルム ノバライフフィルター 入浴可

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具

1

ノバライフ TRE コンベックス ミニ
ノバライフ TRE コンベックス
ノバライフ TRE コンベックス マキシ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ TRE コンベックス ミニ ノバライフ TRE コンベックス ノバライフ TRE コンベックス マキシ



ハードな6mm



閉鎖具内蔵



装着期間目安



ノバライフ TRE 皮膚保護剤

品名	ノバライフ TRE コンベックス ミニ	ノバライフ TRE コンベックス	ノバライフ TRE コンベックス マキシ
価格	9,900円(非課税)	9,900円(非課税)	9,900円(非課税)
粘着面(mm)	107 × 91	116 × 98	150 × 127
ストーマ袋サイズ(mm)	220 × 132	239 × 144	259 × 158
凸型嵌め込み具の長さ	6mm	6mm	6mm
包装	10枚入	10枚入	10枚入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm
装着期間目安	~6日 ^{*1}	~6日 ^{*1}	~6日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号					
	透明		肌色		肌色(あんしん窓)	
ストーマ袋の色	透明	肌色	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
	フリーカット (自由開孔)					
15-24mm	3042-24	3041-24	3046-24 ^{*2}	3045-24 ^{*2}		
15-37mm			3042-37	3041-37		
15-46mm			3042-46 ^{*3}	3041-46 ^{*3}		
15-59mm					3042-59	3041-59
	プレカット (既製孔)					
25mm			3046-25 ^{*2}	3045-25 ^{*2}		
30mm			3042-30	3041-30		
35mm			3042-35	3041-35		
40mm			3042-40 ^{*3}	3041-40 ^{*3}		

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
*¹装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
*²粘着面107×91mm
*³粘着面130×110mm



さらなる安心感 別売品

ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

*肌色(製品番号: 090-02)もごさいます



テーパージェッジ形状 楕円形 皮膚保護剤 透明シリーズ フィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボス フィルム ベルトタブ付 ノバライフ フィルター 入浴可

単品系装具 ワンピース

コンパクトな「楕円形」の
面板とストーマ袋が一体
化しているワンピースタイ
プのシリーズです。



NOVALIFE
ノバライフ1 シリーズ

ノバライフ1 シリーズ

製品特長は54ページへ



NOVALIFE
ノバライフ TRE シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ1 シリーズ

NOVA
ノバ1 シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ2 TRE シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ2 シリーズ

NOVA
ノバ2 シリーズ

単品系装具

1

ノバライフ1 フィット
ノバライフ1 フィット マキシ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 フィット

ノバライフ1 フィット マキシ



やわらかい凸面



閉鎖具内蔵



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

単品系装具

1

ノバライフ1 ミニ
ノバライフ1
ノバライフ1 マキシ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 ミニ

ノバライフ1

ノバライフ1 マキシ



平面



閉鎖具内蔵



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバライフ1 フィット	ノバライフ1 フィット マキシ
価格	8,500円(非課税)	8,500円(非課税)
粘着面(mm)	130 × 110	130 × 110
ストーマ袋サイズ(mm)	239 × 144	259 × 158
凸型嵌め込み具の高さ	6mm	6mm
包装	10枚入	10枚入
テーパースリット(中心-辺縁)	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm
装着期間目安	1-4日 ^{*1}	1-4日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号		製品番号	
	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット(自由開孔)				
15-24mm	982-24 ^{*2}	981-24 ^{*2}	984-24	983-24
15-34mm	982-34	981-34	984-34	983-34
15-44mm			982-44	981-44
15-54mm			982-54 ^{*3}	981-54 ^{*3}
プレカット(既製孔)				
25mm	982-25 ^{*2}	981-25 ^{*2}	984-25	983-25
30mm	982-30	981-30	984-30	983-30
35mm	982-35	981-35	984-35	983-35
40mm			982-40	981-40
45mm			982-45	981-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

^{*2}粘着面 107×91mm

^{*3}粘着面 150×127mm

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)もございます



テーパースリット形状 楕円形 皮膚保護剤 透明リリース フィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボス フィルム ベルトタブ付 ノバライフ1 フィルター あんしん窓 入浴可

品名	ノバライフ1 ミニ	ノバライフ1	ノバライフ1 マキシ
価格	5,300円(非課税)	5,800円(非課税)	6,800円(非課税)
粘着面(mm)	85 × 72	105 × 89	125 × 106
ストーマ袋サイズ(mm)	220 × 132	239 × 144	259 × 158
包装	10枚入	10枚入	10枚入
テーパースリット(中心-辺縁)	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm
装着期間目安	1-3日 ^{*1}	1-3日 ^{*1}	1-3日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号					
	透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
フリーカット(自由開孔)						
10-38×50mm(タテ×ヨコ)	926-10/10	925-10/10				
10-55×70mm(タテ×ヨコ)			924-10/10	923-10/10		
10-70×90mm(タテ×ヨコ)					916-10/10	915-10/10
プレカット(既製孔)						
25mm			924-25/10	923-25/10	916-25/10	915-25/10
30mm			924-30/10	923-30/10	916-30/10	915-30/10
35mm			924-35/10	923-35/10	916-35/10	915-35/10
40mm			924-40/10	923-40/10		
45mm			924-45/10			

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパースリット形状 楕円形 皮膚保護剤 透明リリース フィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボス フィルム ノバライフ1 フィルター あんしん窓 入浴可

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具

1

ノバライフ1 コンベックス ミニ
ノバライフ1 コンベックス
ノバライフ1 コンベックス マキシ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 コンベックス ミニ

ノバライフ1 コンベックス

ノバライフ1 コンベックス マキシ



ハードな6mm

閉鎖具内蔵



装着期間目安

GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバライフ1 コンベックス ミニ	ノバライフ1 コンベックス		ノバライフ1 コンベックス マキシ
価格	9,200円(非課税)	9,200円(非課税)		9,200円(非課税)
粘着面(mm)	107 × 91	116 × 98	130 × 110	150 × 127
ストーマ袋サイズ(mm)	220 × 132	239 × 144		259 × 158
高さ	6mm	6mm	6mm	6mm
包装	10枚入	10枚入	10枚入	10枚入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm	1.7-0.5mm
装着期間目安	1-4日 ^{*1}	1-4日 ^{*1}	1-4日 ^{*1}	1-4日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号							
	透明		肌色		透明		肌色	
	フリーカット (自由開孔)							
10-24mm	942-24	941-24						
10-37mm			942-37	941-37				
10-46mm					942-46	941-46		
10-59mm							942-59	941-59
	プレカット (既製孔)							
20mm(最大有効径24mm)	942-20	941-20						
25mm	942-25	941-25						
30mm(最大有効径37mm)			942-30	941-30				
35mm			942-35	941-35				
40mm(最大有効径46mm)					942-40	941-40		
45mm					942-45	941-45		
50mm(最大有効径59mm)							942-50	941-50

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)もごさいます



テーパージェッジ形状 楕円形皮膚保護剤 透明リリースフィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボスフィルム ベルトタブ付 ノバライフ1 フィルター 入浴可

単品系装具

1

ノバライフ1 ミニクローズ
ノバライフ1 クローズ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 ミニクローズ

ノバライフ1 クローズ



平面

平面

クローズ

クローズ



装着期間目安

GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバライフ1 ミニクローズ	ノバライフ1 クローズ
価格	3,600円(非課税)	3,600円(非課税)
粘着面(mm)	85 × 72	105 × 89
ストーマ袋サイズ(mm)	175 × 130	190 × 145
包装	10枚入	10枚入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm
装着期間目安	1-3日 ^{*1}	1-3日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号		
	肌色		透明
	フリーカット (自由開孔)		
10-38×50mm(タテ×ヨコ)	903-10/10		
10-55×70mm(タテ×ヨコ)		902-10/10	901-10/10
	プレカット (既製孔)		
25mm	903-25/10	902-25/10	901-25/10
30mm	903-30/10	902-30/10	901-30/10
35mm	903-35/10	902-35/10	901-35/10
40mm		902-40/10	901-40/10
45mm		902-45/10	901-45/10

コロストミー用ストーマ袋
^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパージェッジ形状 楕円形皮膚保護剤 透明リリースフィルム しなやか構造 肌色不織布 5層エンボスフィルム ノバライフ1 フィルター 入浴可

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

「ひし形」の面板とストーマ袋が一体化しているワンピースタイプのシリーズです。



NOVA
ノバ1 シリーズ

**ノバ1
シリーズ**

製品特長は56ページへ



単品系装具

1

ノバ1 ミニフォールドアップ
ノバ1 フォールドアップ
ノバ1 マキシ フォールドアップ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



平面



閉鎖具内蔵



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤



ノバ1 ミニフォールドアップ

ノバ1 フォールドアップ

ノバ1 マキシ フォールドアップ

品名	ノバ1 ミニフォールドアップ	ノバ1 フォールドアップ	ノバ1 マキシ フォールドアップ
価格	4,800円(非課税)	5,300円(非課税)	7,900円(非課税)
粘着面(mm)	85 × 85	100 × 100	125 × 125
ストーマ袋サイズ(mm)	225 × 128	265 × 148	306 × 180
包装	10枚入	10枚入	10枚入
テーパージ (中心-辺縁)	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm	1.1-0.4mm
装着期間目安	1-3日 ^{*1}	1-3日 ^{*1}	1-3日 ^{*1}

ストーマサイズ	製品番号				
	透明		肌色		透明
ストーマ袋の色	透明	肌色	透明	肌色	透明
	フリーカット (自由開孔)				
15-50mm	826-15/10	825-15/10			
15-60mm			824-15/10	823-15/10	
15-90mm					816-15
	プレカット (既製孔)				
25mm			824-25/10	823-25/10	
30mm			824-30/10	823-30/10	
35mm			824-35/10	823-35/10	
40mm			824-40/10	823-40/10	
45mm			824-45/10		

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

さらなる安心感 別売品



ベルトバック
(ワンピース用)
ベルトバック85mm
価格1,600円(税抜)
製品番号: 09075-0000
詳しくはP52



※ノバ1 フォールドアップのみご使用できます

単品系装具

1

ノバ1 フォールドアップ X3

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



エックススリー



閉鎖具内蔵



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤



リング状皮膚保護剤を内蔵したオールインワン

プレカットは最大5mm指で伸ばせませす
(ハサミ不要)



リリースフィルムをはがしてから伸ばします
詳しくはP62

さらなる安心感 別売品



ベルトバック
(ワンピース用)

フリーカット用

ベルトバック85mm

価格1,600円(税抜)

製品番号: 09075-0000

詳しくはP52

ベルトバック
(ワンピース用)

プレカット用

ベルトバック48mm

価格1,600円(税抜)

製品番号: 09076-0000

詳しくはP52

※プレカット25mm、30mm、
35mmのみご使用できます



テーパ
エッジ形状
ひし形
皮膚保護剤
透明リリース
フィルム
しなやか構造
肌色不織布
5層エンボス
フィルム
ダブル
ロックン
グシステム
100%活性炭
インフィルタ
テフロン膜
入浴可

単品系装具

1

ノバ1 フォールドアップ X5

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



エックスファイブ



閉鎖具内蔵



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤



リング状皮膚保護剤を内蔵したオールインワン

最大7mm指で伸ばせませす
(ハサミ不要)



リリースフィルムをはがしてから伸ばします
詳しくはP62

さらなる安心感 別売品



ベルトバック
(ワンピース用)

ベルトバック48mm

価格1,600円(税抜)

製品番号: 09076-0000

詳しくはP52

※25mm、30mm、35mmのみ
ご使用できます



テーパ
エッジ形状
ひし形
皮膚保護剤
透明リリース
フィルム
しなやか構造
肌色不織布
5層エンボス
フィルム
ダブル
ロックン
グシステム
100%活性炭
インフィルタ
テフロン膜
入浴可

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具

1

ノバ1 フォールドアップ コンベックス

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ハードな6mm



閉鎖具内蔵



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)も
ございます

品名	ノバ1 フォールドアップ コンベックス
価格	9,000円(非課税)
粘着面(mm)	100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)	265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ	6mm
包装	10枚入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.65-0.55mm
装着期間目安	1-4日 ^{※1}

ストーマサイズ	製品番号	
	透明	肌色
	フリーカット(自由開孔)	
15-24mm	842-24	841-24
15-37mm	842-37	841-37
15-46mm	842-46 ^{※2}	841-46 ^{※2}
	プレカット(既製孔)	
20mm	842-20	841-20
25mm	842-25	841-25
30mm	842-30	841-30
35mm	842-35	841-35

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。※2粘着面 115×115mm



単品系装具

1

ノバ1 イレオストミー

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



平面



キャップ式
排出口



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 イレオストミー
価格	3,400円(非課税)
粘着面(mm)	100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)	265 × 148
包装	5枚入
クランプ	1個入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.1-0.4mm
装着期間目安	1-3日 ^{※1}

ストーマサイズ	製品番号	
	透明	肌色
	フリーカット(自由開孔)	
20-60mm	822-20/5	

イレオストミー用ストーマ袋

※1装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



さらなる安心感 別売品



ベルトバック
(ワンピース用)
ベルトバック85mm
価格1,600円(税抜)
製品番号: 09075-0000
詳しくはP52



単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具

1

ノバ1 イレオストミー X5

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



エックスファイブ



キャップ式
排出口



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 イレオストミー X5
価格	9,000円(非課税)
粘着面(mm)	100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)	265 × 148
包装	10枚入
クランプ	1個入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	5.3-1.1mm
装着期間目安	1-4日 ^{※1}

ストーマサイズ	製品番号
ストーマ袋の色	透明
	プレカット(自在孔)
25mm	820-25
30mm	820-30
35mm	820-35

イレオストミー用ストーマ袋

^{※1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。




リング状皮膚保護剤を内蔵したオールインワン

最大7mm指で伸ばせます
(ハサミ不要)



リリースフィルムをはがしてから伸ばします
詳しくはP62

さらなる安心感 別売品



ベルトバック
(ワンピース用)
ベルトバック48mm
価格1,600円(税抜)
製品番号: 09076-0000
詳しくはP52



テーパージェッジ形状、凸形皮膚保護剤、透明リリースフィルム、しなやか構造、肌色不織布、5層エンボスフィルム、ダブルロックシステム、100%透性多孔メッシュフィルター、テフロン膜、入浴可

単品系装具

1

ノバ1 イレオストミー コンベックス

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ハードな6mm



キャップ式
排出口



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 イレオストミー コンベックス
価格	4,500円(非課税)
粘着面(mm)	100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)	265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ	6mm
包装	5枚入
クランプ	1個入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.65-0.55mm
装着期間目安	1-4日 ^{※1}

ストーマサイズ	製品番号
ストーマ袋の色	透明
	フリーカット(自由開孔)
15-24mm	810-24
15-37mm	810-37
15-46mm	810-46 ^{※2}
	プレカット(既製孔)
25mm	810-25
30mm	810-30
35mm	810-35
40mm	810-40 ^{※2}

イレオストミー用ストーマ袋

^{※1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。^{※2}粘着面 115×115mm



テーパージェッジ形状、凸形皮膚保護剤、透明リリースフィルム、しなやか構造、肌色不織布、5層エンボスフィルム、ダブルロックシステム、ベルトタブ付、100%透性多孔メッシュフィルター、テフロン膜、入浴可



短い入院期間に最適

5枚入り包装

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)も
ございます

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具

1

ノバ1 ウロストミー X3

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



エックススリー



ウロ用排出口



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 ウロストミー X3
価格	8,500円(非課税)
粘着面(mm)	100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)	245 × 150
包装	10枚入 ^{※1}
テーパードッジ(中心-辺縁)	3.3-1.1mm
装着期間目安	1-3日 ^{※2}

ストーマサイズ	製品番号
ストーマ袋の色	透明
	フリーカット(自由開孔)
12-46mm	892-12
	プレカット(自在孔)
20mm	892-20
25mm	892-25
30mm	892-30

^{※1}アダプター 1個、キャップ 10個付。

^{※2}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。



リング状皮膚保護剤を内蔵したオールインワン

プレカットは最大5mm指で伸ばせます
(ハサミ不要)



リリースフィルムをはがしてから伸ばします
詳しくはP62



目(排出マーク)と手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 別売品



ベルトパック
(ワンピース用)
ベルトパック85mm
価格1,600円(税抜)
製品番号: 09075-0000
詳しくはP52



テーパードッジ形状、ひし形皮膚保護剤、透明リリースフィルム、しなやか構造、肌色不織布、5層エンボスフィルム、逆流防止機構、入浴可

単品系装具

1

ノバ1 ウロストミー コンベックス

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ハードな6mm



ウロ用排出口



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 ウロストミー コンベックス
価格	9,500円(非課税)
粘着面(mm)	100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)	245 × 150
凸型嵌め込み具の高さ	6mm
包装	10枚入 ^{※1}
テーパードッジ(中心-辺縁)	1.65-0.55mm
装着期間目安	1-3日 ^{※2}

ストーマサイズ	製品番号
ストーマ袋の色	透明
	フリーカット(自由開孔)
15-24mm	894-24
15-37mm	894-37
	プレカット(既製孔)
20mm	894-20
25mm	894-25
30mm	894-30

^{※1}アダプター 5個、キャップ 10個付。

^{※2}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。



目(排出マーク)と手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)も
ございます



テーパードッジ形状、ひし形皮膚保護剤、透明リリースフィルム、しなやか構造、肌色不織布、5層エンボスフィルム、逆流防止機構、ベルトタブ付、入浴可

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具

1

ノバ1 インファント ドレイン (小児用)

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



平面



ドレイン



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 インファント ドレイン ^{※1}
価格	4,000円(非課税)
粘着面(mm)	70 × 70
ストーマ袋サイズ(mm)	208 × 111
包装	10枚入
ソフトワイヤータイ	10本入
テーパードッジ(中心-辺縁)	0.7-0.3mm
装着期間目安	1-2日 ^{※2}
ストーマサイズ	製品番号
ストーマ袋の色	透明
	フリーカット (自由開孔)
0-40mm	818-00/10
10-40mm	818-10/10

※1 インファント ドレインには、フィルターはついておりません。

※2 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系装具

1

ノバ1 ミニキャップ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



平面



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ1 ミニキャップ
価格	2,500円(非課税)
粘着面(mm)	φ92
ストーマ袋サイズ(mm)	φ105
包装	10枚入
装着期間目安	1時間-2日 ^{※1}
ストーマサイズ	製品番号
ストーマ袋の色	肌色
	プレカット (既製孔)
30mm	829-30/10
40mm	829-40/10
50mm	829-50/10

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

二品系装具 ツーピース

お肌の健康を守る「ノバライフ TRE 皮膚保護剤」を使用した面板とストーマ袋が別々になっており、組み合わせて使用するツーピースタイプのシリーズです。

NOVALIFE ノバライフ2 TREシリーズ

ノバライフ2 TRE シリーズ

製品特長は6ページへ



二品系装具

2

ノバライフ2 TRE リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



品名	ノバライフ2 TRE リング
価格	4,350円(非課税)
包装	5枚入
テーパードッジ(中心-辺縁)	1.7-0.6mm
装着期間目安	~5日 ^{*1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
36mm (85 × 72mm)	15-28 フリーカット	3136-15
	15-35 フリーカット	3143-15
43mm (105 × 89mm)	25	3143-25
	30	3143-30
	15-47 フリーカット	3155-15
55mm (105 × 89mm)	35	3155-35
	40	3155-40
	15-62 フリーカット	3170-15
70mm (125 × 106mm)		

^{*1} 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系装具

2

ノバライフ2 TRE コンベックス リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ハードな6mm



装着期間目安



ノバライフ TRE 皮膚保護剤

品名	ノバライフ2 TRE コンベックス リング
価格	5,250円(非課税)
包装	5枚入
凸型嵌め込み具の高さ	6mm
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.7-0.5mm
装着期間目安	~6日 ^{*1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
36mm (107 × 91mm)	15-23 フリーカット	3236-15
	15-30 フリーカット	3243-15
43mm (116 × 98mm)	25	3243-25
	30	3243-30
	15-42 フリーカット	3255-15
55mm (130 × 110mm)	35	3255-35
	40	3255-40
	15-59 フリーカット	3270-15
70mm (150 × 127mm)		

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパージェッジ形状
楕円形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造 入浴可

二品系装具 ツーピース

コンパクトな「楕円形」の
面板とストーマ袋が別々
になっており、組み合わせ
て使用するツーピースタイ
プのシリーズです。



NOVALIFE
ノバライフ2 シリーズ

ノバライフ2 シリーズ

製品特長は54ページへ



NOVALIFE
ノバライフ1 TRE シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ1 シリーズ

NOVA
ノバ1 シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ2 TRE シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ2 シリーズ

NOVA
ノバ2 シリーズ

二品系装具

2

ノバライフ2 リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



平面



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバライフ2 リング
価格	3,850円(非課税)
包装	5枚入
テーパースリット (中心-辺縁)	1.7-0.6mm
装着期間目安	1-4日 ^{※1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
36mm (85 × 72mm)	10-28 フリーカット	1736-10
	20	1736-20
	25	1736-25
43mm (105 × 89mm)	10-35 フリーカット	1743-10
	25	1743-25
	30	1743-30
55mm (105 × 89mm)	10-47 フリーカット	1755-10
	35	1755-35
	40	1755-40
70mm (125 × 106mm)	10-62 フリーカット	1770-10
	45	1770-45
	50	1770-50

^{※1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパースリット形状
楕円形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造
入浴可

二品系装具

2

ノバライフ2 コンベックス リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ハードな6mm



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバライフ2 コンベックス リング
価格	4,600円(非課税)
包装	5枚入
凸型嵌め込み具の高さ	6mm
テーパースリット (中心-辺縁)	1.7-0.5mm
装着期間目安	1-4日 ^{※1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
36mm (107 × 91mm)	10-23 フリーカット	1936-10
	20	1936-20
	23	1936-23
43mm (116 × 98mm)	10-30 フリーカット	1943-10
	25	1943-25
	30	1943-30
55mm (130 × 110mm)	10-42 フリーカット	1955-10
	35 最大有効径 42	1955-35
	40	1955-40
70mm (150 × 127mm)	10-59 フリーカット	1970-10
	40 最大有効径 59	1970-40
	45 最大有効径 59	1970-45

^{※1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパースリット形状
楕円形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造
入浴可

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

二品系装具

2

ノバライフ2 ミニオープン
ノバライフ2 オープン
ノバライフ2 マキシ オープン

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



品名	ノバライフ2 ミニオープン	ノバライフ2 オープン	ノバライフ2 マキシ オープン
価格	3,700円(非課税)	4,000円(非課税)	4,300円(非課税)
ストーマ袋サイズ(mm)	220 × 132	239 × 144	259 × 158
包装	10枚入		

フランジサイズ	製品番号					
	透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
36mm	1320-36/10	1319-36/10	1316-36/10	1315-36/10		
43mm	1320-43/10	1319-43/10	1316-43/10	1315-43/10	1322-43/10	1321-43/10
55mm	1320-55/10	1319-55/10	1316-55/10	1315-55/10	1322-55/10	1321-55/10
70mm			1316-70/10	1315-70/10	1322-70/10	1321-70/10

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

二品系装具


2

ノバライフ2 ミニクローズ
ノバライフ2 クローズ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



品名	ノバライフ2 ミニクローズ	ノバライフ2 クローズ
価格	2,600円(非課税)	2,600円(非課税)
ストーマ袋サイズ(mm)	175 × 130	190 × 145
包装	10枚入	

フランジサイズ	製品番号		
	肌色	透明	肌色
36mm	1303-36/10	1302-36/10	1301-36/10
43mm	1303-43/10	1302-43/10	1301-43/10
55mm	1303-55/10	1302-55/10	1301-55/10

コロストミー用ストーマ袋



二品系装具 ツーピース

「ひし形」の面板とストーマ袋が別々になっており、組み合わせて使用するツーピースタイプのシリーズです。



NOVA
バ2 シリーズ

ノバ2
シリーズ

製品特長は56ページへ



NOVALIFE
ノバライフ1 TRE シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ1 シリーズ

NOVA
バ1 シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ2 TRE シリーズ

NOVALIFE
ノバライフ2 シリーズ

NOVA
バ2 シリーズ

二品系装具

2

ノバ2 リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



平面



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ2 リング
価格	3,750円(非課税)
包装	5枚入
テーパードッジ(中心-辺縁)	1.65-0.55mm
装着期間目安	1-4日 ^{*1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
 36mm (85 × 85mm)	12-28 フリーカット	1136-12
	15-28 フリーカット	1136-15
	20	1136-20
	25	1136-25
 43mm (100 × 100mm)	15-35 フリーカット	1143-15
	25	1143-25
	30	1143-30
 55mm (100 × 100mm)	15-47 フリーカット	1155-15
	35	1155-35
	40	1155-40
 70mm (115 × 115mm)	15-62 フリーカット	1170-15

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパードッジ形状
ひし形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造
入浴可

二品系装具

2

ノバ2 X3 リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



エックススリー



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ2 X3 リング
価格	4,000円(非課税)
包装	5枚入
テーパードッジ(中心-辺縁)	3.3-1.1mm
装着期間目安	1-4日 ^{*1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
 43mm (100 × 100mm)	15-30 フリーカット	1343-15
	25	1343-25
 55mm (115 × 115mm)	15-42 フリーカット	1355-15
	32	1355-32
	35	1355-35

^{*1}装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



リング状皮膚保護剤を内蔵したオールインワン

フレカットは最大5mm指で伸ばせます
(ハサミ不要)



リリースフィルムをはがしてから伸ばします
詳しくはP62



テーパードッジ形状
ひし形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造
入浴可

二品系装具

2

ノバ2 X5 リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



エックスファイブ



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤



リング状皮膚保護剤を内蔵したオールインワン

最大7mm指で伸ばせます
(ハサミ不要)



リリースフィルムをはがしてから伸ばします
詳しくはP62

品名	ノバ2 X5 リング
価格	4,250円(非課税)
包装	5枚入
テーパージェッジ(中心-辺縁)	5.3-1.1mm
装着期間目安	1-5日 ^{※1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
43mm (100 × 100mm)	18	1443-18
	21	1443-21
	25	1443-25
55mm (115 × 115mm)	28	1443-28
	32	1455-32
	35	1455-35
	38	1455-38

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパージェッジ形状
ひし形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造
入浴可

二品系装具

2

ノバ2 コンベックス リング

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ハードな6mm



装着期間目安



GX 親水性
皮膚保護剤

品名	ノバ2 コンベックス リング
価格	4,500円(非課税)
包装	5枚入
凸型嵌め込み具の高さ	6mm
テーパージェッジ(中心-辺縁)	1.65-0.55mm
装着期間目安	1-4日 ^{※1}

フランジサイズ(粘着面(mm))	ストーマサイズ(mm)	製品番号
36mm (100 × 100mm)	15-23 フリーカット	1536-15
	20	1536-20
	23	1536-23
43mm (100 × 100mm)	15-30 フリーカット	1543-15
	25	1543-25
	30	1543-30
55mm (115 × 115mm)	15-42 フリーカット	1555-15
	35	1555-35
	40	1555-40

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパージェッジ形状
ひし形皮膚保護剤
透明リリースフィルム
セミフィクスフランジ
ロープロファイルロック
しなやか構造
入浴可

二品系装具

2

ノバ2 ミニフォールドアップ
ノバ2 フォールドアップ

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバ2 ミニフォールドアップ

ノバ2 フォールドアップ



閉鎖具内蔵

品名	ノバ2 ミニフォールドアップ	ノバ2 フォールドアップ
価格	3,300円(非課税)	3,600円(非課税)
ストーマ袋サイズ(mm)	225 × 128	265 × 148
包装	10枚入	

フランジサイズ	製品番号			
	透明	肌色	透明	肌色
36mm	1220-36	1219-36	1216-36	1215-36
43mm	1220-43	1219-43	1216-43	1215-43
55mm	1220-55	1219-55	1216-55	1215-55
70mm			1216-70	1215-70

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)も
ございます



二品系装具

2

ノバ2 イレオストミー

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



キャップ式
排出口

品名	ノバ2 イレオストミー
価格	5,400円(非課税)
ストーマ袋サイズ(mm)	294 × 155
包装	10枚入
クランプ	1 個入

フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
43mm	1208-43	1207-43
55mm	1208-55	1207-55
70mm	1208-70	1207-70

イレオストミー用ストーマ袋

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)も
ございます



単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長

単品系装具 ワンピース

二品系装具 ツーピース

アクセサリ

製品特長



ウロ用排出口



目（排出マーク）と手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 別売品



ベルト
(ダンサックベルト)
白100cm
価格700円(税抜)
製品番号: 09000-0000
詳しくはP52

※肌色(製品番号: 090-02)も
ございます

品名	ノバ2 ウロストミー
価格	5,900円(非課税)
ストーマ袋サイズ(mm)	245 × 150
包装	10枚入 ^{*1}

フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
36mm	1218-36	1217-36
43mm	1218-43	1217-43
55mm	1218-55	1217-55

^{*1}アダプター1個、キャップ10個付。

アクセサリ Accessories



ストーマ周囲皮膚や腹壁の状態に合わせて、しわやくぼみを補正する皮膚保護剤、装具交換時に便利なティッシュや消臭液など、ストーマ造設者により快適な生活を送っていただけるようアクセサリをそろえました。



ロープロファイルロック 肌色不織布 5層エンボスフィルム 逆流防止機構 ベルトタブ付 入浴可

トレイ
 用手成形皮膚保護剤 ▶ TREシール

比類なき3つの特性を持つ次世代型皮膚保護剤



特長

- 初期タック、粘着力、耐久性に優れた用手成形皮膚保護剤です。
- 赤ちゃんのおむつにも使用されている吸水素材を使用しているため、お肌の水分量バランスを正常に保ちます。
- 万が一排泄物の潜り込みが発生しても、皮膚障害が起こりにくい即効性のpH緩衝力があります。



98mmサイズはお求めやすい3枚入り



48mmサイズは1枚貼りが可能



個別包装で携帯にも便利

品名	トレイ TREシール 98mm (用手成形皮膚保護剤)
価格	2,040円(税抜)
包装	3枚/箱
規格	厚さ 2.3mm 外径 98mm 内径 18mm
製品番号	072-98
皮膚保護剤成分	フルイドPIB・液体PIB・ ポリエチレン繊維 (PEファイバー)・ カルボキシビニルポリマー (カルボマー)・ ポリアクリル酸ナトリウム


品名	トレイ TREシール 48mm (リングタイプ)
価格	3,400円(税抜)
包装	10枚/箱
規格	厚さ 2.3mm 外径 48mm 内径 18mm
製品番号	072-48
皮膚保護剤成分	フルイドPIB・液体PIB・ ポリエチレン繊維 (PEファイバー)・ カルボキシビニルポリマー (カルボマー)・ ポリアクリル酸ナトリウム

リング状皮膚保護剤 ▶ GXトラシール

器具と同じGX親水性皮膚保護剤で、安心して使用できるリング状皮膚保護剤

特長

- 成形が簡単なリング状皮膚保護剤です。
- 弱酸性の人のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計しています。



品名	GXトラシール(リング状皮膚保護剤)	
価格	9,000円(税抜)	
包装	30枚/箱	
厚さ	2.5mm	
製品番号	内径 20mm	725-20/30
	内径 30mm	725-30/30
	内径 40mm	725-40/30
	内径 50mm	725-50/30


品名	GXトラシール(リング状皮膚保護剤) 10枚入	
価格	3,300円(税抜)	
包装	10枚/箱	
厚さ	2.5mm	
製品番号	内径 20mm	725-20/10
	内径 30mm	725-30/10
	内径 40mm	725-40/10
	内径 50mm	725-50/10

リング状皮膚保護剤 ▶ ダンサックシール

ノバライフ1とノバライフ2リングに適した形状のリング状皮膚保護剤

特長

- 優れた柔軟性としわへの追従性を発揮します。
- 型くずれしにくく、糊残りの少ない優れた形状を維持します。
- pHはお肌の弱酸性環境に近い値に調整されています。
- 指で伸ばしてサイズ調整が可能です。
- 衛生的な個別包装で携帯にも便利です。



品名	ダンサックシール(リング状皮膚保護剤)	
価格	5,000円(税抜)	
包装	10枚/箱	
厚さ	3mm	
皮膚保護剤成分	フルイドPIB・ペクチン・CMC・マイクロファイバー	

製品番号	内径 20mm	070-20/10
	内径 30mm	070-30/10
	内径 40mm	070-40/10
	内径 50mm	070-50/10

練状皮膚保護剤 ▶ ソフトペースト



特長

- お肌のしわやくぼみに密着して、排泄物の漏れを防ぎます。

※アルコール含有

品名	ソフトペースト(練状皮膚保護剤)
価格	2,000円(税抜)
包装	1本/箱
容量	50g
製品番号	77550-0

スキントィッシュ

特長

- ストーマ周囲皮膚を清潔にするためのティッシュです。
- 1枚ずつパックになっており外出や旅行に最適です。

【主な成分】 精製水、エタノール(10%)、
亜麻仁油(1%)、香料



品名	スキントィッシュ
価格	2,800円(税抜)
包装	50枚/箱
製品番号	71000-0000

ダンサック消臭液ノドールS



特長

- 排泄物のおいを効果的に中和する、無臭・無色の消臭液です。
- ストーマ袋を交換する時、消臭フィルターを長持ちさせるために使います。
- 食べ物や個人差によって効果が異なる場合がありますので、必要に応じて滴下量を増やしてください。
- ボトルタイプで、50mlと250mlがあります。

※本製品のサンプル提供はいたしておりません。



品名	ダンサック消臭液ノドールS(50ml)
価格	2,500円(税抜)
包装	1本/箱
容量	50ml
製品番号	080-00

品名	ダンサック消臭液ノドールS(250ml)
価格	7,500円(税抜)
包装	1本/箱
容量	250ml
製品番号	080-01

クランプ



特長

- ハサミのようにストーマ袋のすそを挟んで閉鎖します。

品名	クランプ
価格	2,250円(税抜)
包装	25個/箱
製品番号	092-00

ドレインネージバッグ

特長

- 夜間用として最適な採尿バッグです。
- 安心な2,000mlの大容量です。
- アダプターを使用せずに、直接ダンサックウロストミーストーマ袋に接続できます。
- 尿が逆戻りしない逆流防止弁付きです。

※本製品のサンプル提供はいたしておりません。



品名	ドレインネージバッグ
価格	7,000円(税抜)
包装	10枚入
サイズ	295mm×210mm
容量	2,000ml
製品番号	420-00

ソフトワイヤータイ

特長

- ストーマ袋のすそに貼り、ソフトワイヤータイに4回巻き付け、左右のワイヤーを折り曲げて閉鎖します。

※ドレインタイプの製品には付属品として入っていますが、一部の製品には入っていませんので、ご注意ください。



品名	ソフトワイヤータイ
価格	1,500円(税抜)
包装	50本/箱
製品番号	095-02

ドレインチューブアダプター

特長

- ダンサックウロストミーストーマ袋と一般的な採尿バッグを接続するアダプターです。

※ダンサックのドレインネージバッグをご使用の際は不要です。



品名	ドレインチューブアダプター
価格	5,000円(税抜)
包装	10個入
製品番号	400-50

ダンサックベルト/ベルトパック(ワンピース用)

特長

- ストーマ袋の装着を、さらに安定させます。
- ベルトプレートや、ストーマ袋に付いているベルトタブに掛けて使用します。
- ベルトの色は白と肌色の2種類で長さは100cmです。
- ベルトプレートは内径85mmと内径48mmの2種類があります。


※本製品のサンプル提供はいたしておりません。



品名	ダンサックベルト(白100cm)
価格	700円(税抜)
製品番号	09000-0000



品名	ダンサックベルト(肌色100cm)
価格	700円(税抜)
製品番号	090-02




品名	ベルトパック85mm	
価格	1,600円(税抜)	
内容	ベルトプレート5枚/ベルト1本(白)	
製品番号	09075-0000	
適応製品	ノバ1 フォールドアップ	P21
	ノバ1 フォールドアップ X3 フリーカット	P22
	ノバ1 イレオストミー	P25
	ノバ1 ウロストミー X3	P28



品名	ベルトパック48mm	
価格	1,600円(税抜)	
内容	ベルトプレート5枚/ベルト1本(肌色)	
製品番号	09076-0000	
適応製品	ノバ1 フォールドアップ X3 プレカット 25mm 30mm 35mm	P22
	ノバ1 フォールドアップ X5 25mm 30mm 35mm	P23
	ノバ1 イレオストミー X5 25mm 30mm 35mm	P26

製品コンセプト Product Concept



dansac 
Dedicated to Stoma Care

ダンサックのストーマ装具には様々な特長があります。ストーマ装具専門メーカーならではのユニークな発想とそれを実現する高度なエンジニアリング技術により、ストーマとともに生きる人々の「生活の質(QOL)」向上に貢献してまいります。

トレイ バライフTREシリーズ・バライフシリーズの特長

面板も袋もコンパクトに、よりアクティブな暮らしを実現します。

1 コンパクトになった 上部のスペース

袋上部のスペースが小さくなったことで、端が折れにくく、体にフィットします。アクティブな動きを妨げません。

2 見つけやすい リリースタブ

リリースフィルムをはがすためのタブがオレンジ色になりました。タブの位置がすぐにわかり、フィルムをはがす時や装具交換の際も、簡単・安全にはがすことができます。

3 ユニークな 楕円形の面板

楕円形の面板は、コンパクトサイズで体に自然にフィットし、お肌にしっかりと密着します。

4 体にフィットする テーパード形状

ストーマ周辺には厚みがあり、端に向かって徐々に薄くなっています。安心の密着力とやわらかさでお肌へのやさしさを実現しました。

5 上部に位置する スターターホール

従来より上に孔を設けました。袋の位置が下がり、衣服に隠れやすくなっています。

※バライフシリーズ 平面タイプのみ



閉鎖時

6 安心、柔軟なカップリング

面板と袋をしっかりとつなぐ安心、柔軟なカップリング。面板はフランジと皮膚保護剤の間に指が入るため、噛み合わせ時に腹部に圧をかけることなく簡単にストーマ袋の装着が可能です。



二品系装具

7 消臭ガス抜き性能に優れた バライフフィルター

両面に撥水加工を施し、排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐので、シールなどを使用せずに、そのまま入浴できます。また、通気性、消臭能力に優れておりストーマ袋の膨らみ、気になるにおいもしっかり抑えます。



両面撥水加工

シール不要

8 ストーマ近接部を押さえる 4つのサイズのインサート

サイズの違う4つのインサートがストーマ近接部にしっかりとした圧をかけるので、安定した貼付が可能です。

二品系装具



<フランジ径>

36mm

43mm

55mm

70mm

9 片手で簡単・衛生的な開閉

上下にずらしたクロージャープレートにより、排出口の開閉が衛生的に行えます。消臭潤滑剤等の注入が容易です。



幅広で拭き取りやすい排出口

70mmの幅広排出口。しぼり出すだけのシンプルで衛生的なセルフケアを実現します。排出後もさっと拭き取れます。



排出口が自然と隠れるデザイン

一方に4回巻き上げるだけで閉鎖でき、高い気密性が得られます。巻き上げた後は袋に隠れるので、体の動きを妨げません。



※詳しくはP60

ノバシリーズの特長

安心で快適な装着感と、シンプルな使いやすさを提供します。

1 100%活性炭 消臭ツインフィルター


高い消臭力を発揮する活性炭100%のフィルター。貼付された白いテフロン膜は通気性があり、水分の浸入や排泄物の漏出を防ぎます。シールなしでこのまま入浴できます。

シール不要



2 安心の 二重フィルター保護

ストーマ袋内は2枚のフィルムで仕切った多層構造。排泄物によるフィルターの目詰まりや漏れを防ぎます。



3 丈夫な5層 エンボスフィルム

においや漏れの心配がない、5層のパウチフィルム。柔軟性、弾性に富み、カサコソ音も気になりません。

4 巻き上げるだけの 便利な内蔵閉鎖具 (フォールドアップ)

一方向に3回巻き上げるだけで閉鎖でき、高い気密性が得られます。



※詳しくはP61



5 優れた撥水性

やわらかい肌触りの不織布で撥水性に優れ、水に濡れてもサラッとしています。



6 確実・安全・安心の ベルクロ(面ファスナー) 閉鎖具

独自のブローアップ試験を行い、高い気密性と耐久性、安全性を確認しています。



7 片手で簡単・衛生的な開閉

閉鎖プレートに施した縦じま加工により、排出口を片手で簡単に、衛生的に開閉できます。消臭潤滑剤等の注入が容易です。



扱いやすいワイドな排出口

70mmのワイドな排出口。しぼり出すだけのシンプルで衛生的なセルフケアを実現します。



ダンサックストーマ装具の特長

優れた機能で、快適な暮らしをサポートします。

■ ノバライフ TRE 皮膚保護剤 (ノバライフ TRE シリーズ)



「即効性のあるpH緩衝作用」、「優れた吸水性」、そして「持続する粘着力」といった3つの比類なき特性を備えており、お肌を健全な環境に整え、かつ中長期間の装着を実現した全く新しい皮膚保護剤です。また、面板の各部における異なるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造に設計することで、ストーマ周囲皮膚をしっかりと保護すると共に、面板辺縁部では付け心地における快適さを提供します。

■ GX親水性皮膚保護剤 (ノバライフシリーズ・ノバシリーズ)



お肌にやさしい皮膚保護剤。原材料として、高品質の天然素材であるCMC、ペクチン、ゼラチン、ポリイソブチレン(PIB)、コットンファイバーを配合し、pH値は人のお肌と非常に近い5.2になるように設計しています。原材料は、米国食品医薬品局(FDA)の厳しい基準をクリアし、食品添加物として公認され、かつ米国薬局方(USP)にも適合していますので、安心してお使いいただけます。

■ 消臭機能



優れたフィルターがにおいを確実に除去してガスを排出し、においの漏れやストーマ袋の膨らみを防止します。

■ 撥水性



ストーマ袋には撥水性肌色不織布が片面または両面に施されており、汗やシャワーで濡れた後でも簡単に水分を拭き取ることができます。

■ 消音設計



各ストーマ袋には、丈夫で柔軟性に富んだ5層エンボスフィルムを使用。体の動きによるビニール特有のカサコソ音を軽減し、フィルム同士の密着を防ぎます。やわらかく、やさしい手触りのフィルムが違和感の少ない装着感を実現します。

■ 衛生的



面板のバックリングフィルムには、薄くて柔らかいEMA(エチレンメチルアクリレート)または不織布ポリエチレンを採用。バックリングフィルムがストーマに触れ粘膜を傷つける危険性を軽減させています。EMAは滑らかで簡単に汚れが拭き取れとても衛生的です。

■ フランジの確実な噛み合わせ



フランジ(面板とストーマ袋の結合部)は、やわらかく確実に噛み合わせることができます。フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジの

採用により、噛み合わせ時の腹部への圧迫を軽減し簡単にストーマ袋を装着できます。また、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックで、寝返りやスポーツなどでも外れる心配がなく付け外しも簡単です。

■ 二重のフィルター保護



フォールドアップのストーマ袋内は2枚のフィルムで仕切ったエアフローシステムを採用。多層構造となっており、排泄物による消臭フィルターの活性炭の目詰まりや漏れを防ぎます。(ノバシリーズのみ)

ダンサックの シンプルな操作手順 Simple Operation Procedure



dansac 
Dedicated to Stoma Care



排出口操作手順 ▶ **ノバライフTREシリーズ**
ノバライフシリーズ

■ 排出方法



1 ベルクロ(面ファスナー)を外し、ストーマ袋の中の排泄物を排出口に向かってしぼり出します。



2 排出口を無理に開けずに、排泄物を押し出すようにしぼり出してください。(排出口は自然に開きます)



3 この部分の排泄物をできるだけしぼり出すと、より閉鎖しやすくなります。



4 排出が終わったら、排出口の板を押さえながらトイレトペーパー等できれいに拭き取ります。

手を汚さず
簡単に、衛生的に
使えます。

■ 閉鎖方法



1 拭き取りが終わったら、しっかりと手前に4回巻き上げます。



2 巻き上げ1回目。



3 巻き上げ2回目。



4 巻き上げ3回目。




5 巻き上げ4回目。



6 ベルクロ(面ファスナー)で留めます。

排出口操作手順 ▶ **ノバシリーズ フォールドアップ**

■ 排出方法




1 ベルクロ(面ファスナー)を外し、ストーマ袋の中の排泄物を排出口に向かってしぼり出します。



2 排出口を無理に開けずに、排泄物を押し出すようにしぼり出してください。(排出口は自然に開きます)



3 この部分の排泄物をできるだけしぼり出すと、より閉鎖しやすくなります。



4 排出が終わったら、排出口の板を押さえながらトイレトペーパー等できれいに拭き取ります。

手を汚さず
簡単に、衛生的に
使えます。

■ 閉鎖方法



1 拭き取りが終わったら、しっかりと手前に3回巻き上げます。




2 巻き上げ1回目。



3 巻き上げ2回目。



4 巻き上げ3回目。



5 ベルクロ(面ファスナー)で留めます。

装着手順 ▶ ノバ X3 | ノバ X5

ハサミを使わずに孔のサイズを調節できます。

■ 単品系装具 (ワンピース)



装着手順

①

最初にリリースフィルムをはがします。

■ 二品系装具 (ツーピース)





②

中心部分から外側に指で広げます。X3は最大5mm、X5は最大7mm広がられます。その際にできるだけ粘着面に触れないように広げてください。



③

貼付面側に高さが出るように伸ばしてください。



④

完了です。伸ばしすぎた場合は貼付せずにゆっくり戻すのを待ちます。



アイコン一覧 製品一覧

Icon List | Product Line



dansac 
Dedicated to Stoma Care

TRE

ノバライフ TRE シリーズ

ノバライフ TRE 皮膚保護剤

赤ちゃんのおむつや化粧品などに一般的に使用されている成分を配合し、お肌を健全な環境に整える、全く新しい皮膚保護剤です。面板の各部におけるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造にし、ストーマ周囲皮膚はしっかりと保護すると共に、面板辺縁部には快適さを提供します。



ノバシリーズ

X3(エクススリー)

世界初のリング状皮膚保護剤内蔵面板で、ストーマ近接部の3mmの厚みが浅いしわやくぼみを補正し、漏れを防止します。プレカットはストーマに合わせて指で最大5mm伸ばせるので、ハサミの使用が不要で、自在に孔を成形できます。



平面

全シリーズ共通

平面

単品系は1.1mmの薄さ、ノバ2は1.65mm、ノバライフ2は1.7mmの薄さで、やわらかい面板がストーマ周囲の腹壁にしなやかになじみます。



全シリーズ共通

コンベックス

それぞれの孔に適した、サイズの違う高さ6mmのコンベックスインサートを内蔵しているため、ストーマ近接部にしっかり圧をかけられます。(ノバシリーズは3種類・ノバライフシリーズは4種類のサイズがあります)

GX

ノバライフシリーズ・ノバシリーズ

GX親水性皮膚保護剤

天然素材を原材料とするお肌にやさしい皮膚保護剤です。CMC、ペクチン、ゼラチン、ポリイソブチレン(PIB)、コットンファイバーが配合され、弱酸性の人のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計しています。溶解型の皮膚保護剤で、CPFB系(吉川分類)です。



ノバシリーズ

X5(エクスファイブ)

ストーマ近接部の5mmの厚みが浅いしわやくぼみを補正し、漏れを防止します。ストーマに合わせて指で最大7mm伸ばせるので、ハサミの使用が不要で、自在に孔を成形できます。



ノバライフ TRE シリーズ・ノバライフシリーズ

フィット

高さ6mmのやわらかい凸面が腹壁の変化に追従します。6種類のサイズの違うやわらかい凸面が、より適切にストーマ近接部を支持します。

	(mm)		
フリーカット	15-24		15-34
プレカット	25	30	35

	(mm)		
フリーカット		15-44	15-54
プレカット	40	45	



全シリーズ共通

テーパードエッジ形状

面板のストーマ周囲を厚く、辺縁部を薄くし、腹部のしわやくぼみに密着できるテーパードエッジ形状。辺縁部を薄くすることで、高い柔軟性を実現し、皮膚呼吸を妨げません。また辺縁部が非常に薄いため、全面保護剤の面板の違和感が軽減されます。



ノバライフ TRE シリーズ・ノバライフシリーズ

楕円形皮膚保護剤

小さめのサイズで体に自然にフィットし、肌にしっかりと密着します。しかも、漏れの起こりやすいストーマの横側と下側は広くカバーし、漏れを防止します。



全シリーズ共通

しなやか構造

ダンサックの皮膚保護剤のしなやかさは快適性と柔軟性を提供します。



全シリーズ共通

セミフィックスフランジ

フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジを採用。噛み合わせ時に腹部を圧迫することなく簡単にストーマ袋を装着できるので、術直後からの使用が可能です。



全シリーズ共通

透明リリースフィルム


ダンサックの面板の透明リリースフィルムは、皮膚保護剤の状態が観察でき、タブ付きで簡単に取り外し可能。フリーカット製品は鉛筆等で自由に書き込めるため、型紙としてもご利用いただけます。



ノバシリーズ

ひし形皮膚保護剤

横長のひし形が、漏れの起こりやすいストーマの横側と下側を広くカバーし、しわやくぼみにフィットして漏れを防止します。



全シリーズ共通

ロープロファイルロック

面板側は肌色、ストーマ袋側は半透明にフランジが色分けされており、噛み合わせを目で確認できると共に、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックです。寝返りやスポーツなどでも外れる心配がなく、付け外しも簡単です。

アイコン一覧 ▶ ストーマ袋



全シリーズ共通

肌色不織布

ダンサックは、1986年に世界で初めてストーマ装具の接皮面側にやわらかな不織布を採用。水に濡れてもサラッとしていて、肌色で目立ちにくい撥水性の不織布を使用しています。汗や入浴で濡れた後も簡単に水分を拭き取ることができ、下着を濡らすことなく、肌触りの良さを保ちます。



全シリーズ共通

5層エンボスフィルム

においの元を遮断するポリ塩化ビニリデン(PVDC)とエチルビニルアセテート(EVA)による5層フィルム。においや漏れを防ぎ、不快感を低減しますので安心です。



全シリーズ共通

ベルトタブ付


ストーマ袋の装着をさらに安定させたい時に、ベルトを付けることができます。ツーピース装具はすべてのストーマ袋にベルトタブがあります。



ノバシリーズ

逆流防止機構

ウロストミー(泌尿器系)ストーマ袋には、蓄積された尿がストーマに逆流しない逆流防止機構を採用。細菌感染の危険性を最小限に抑えます。



ノバシリーズ

ダブルロックシステム

ストーマ袋は二重に溶着されているため、高い安全性が保たれます。



ノバライフ TRE シリーズ・ノバライフシリーズ

あんしん窓

普段はストーマ袋の中側を隠していますが、必要な時「だけ」見ることが可能です。

アイコン一覧 ▶ フィルター



ノバライフ TRE シリーズ・ノバライフシリーズ

ノバライフフィルター

通気性・消臭能力に優れたノバライフフィルターが、ガスによるストーマ袋の膨らみ、気になるにおいをしっかり抑えます。さらに排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐために撥水加工を施しています。シールなしで入浴できます。

両面撥水加工

シール不要




ノバシリーズ

100%活性炭消臭ツインフィルター

(撥水性膜付)

1枚が2層からなる100%活性炭布を2枚重ね織ったツインフィルター構造です。においの吸着面積が格段に大きくなり、たっぷり吸着します。



- 1 テフロン膜
- 2 (下部開放型ストーマ袋)
- 3 ツインフィルター
- 4 気体浸透性ポリエチレン膜

シール不要



ノバシリーズ

テフロン膜

フィルターに貼付された撥水性の高いテフロン膜が、水分の浸入や排出物の漏れを防ぎます。入浴時にシールを貼る手間も不要です。



全シリーズ共通

入浴可

装具全体が撥水性、気密性、耐久性に優れていますので安心してご入浴いただけます。

シール不要

製品一覧

装具一覧

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤中心の厚み	貼付日数目安	標準価格(非課税)	ページ	備考		
ウロストミー/イレオストミー	単品系	ノバライフ1 TRE フィット	透明	フリーカット	15-24mm	3082-24	1.7mm	~6日	9,500	P12	
					15-34mm	3082-34	1.7mm	~6日	9,500		
				プレカット	25mm	3082-25	1.7mm	~6日	9,500		
					30mm	3082-30	1.7mm	~6日	9,500		
					35mm	3082-35	1.7mm	~6日	9,500		
					肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	3081-24	1.7mm		~6日
			15-34mm	3081-34	1.7mm		~6日	9,500			
			25mm	3081-25	1.7mm		~6日	9,500			
			プレカット	30mm	3081-30	1.7mm	~6日	9,500			
				35mm	3081-35	1.7mm	~6日	9,500			
				透明	フリーカット	15-34mm	3084-34	1.7mm	~6日		9,500
						15-44mm	3082-44	1.7mm	~6日		9,500
	15-54mm	3082-54				1.7mm	~6日	9,500			
	プレカット	25mm			3084-25	1.7mm	~6日	9,500			
		30mm	3084-30		1.7mm	~6日	9,500				
		35mm	3084-35		1.7mm	~6日	9,500				
	ノバライフ1 TRE フィット マキシ	透明	フリーカット	40mm	3082-40	1.7mm	~6日	9,500			
				45mm	3082-45	1.7mm	~6日	9,500			
				肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	3083-34	1.7mm	~6日		9,500
			15-44mm	3081-44		1.7mm	~6日	9,500			
			15-54mm	3081-54		1.7mm	~6日	9,500			
			プレカット	25mm	3083-25	1.7mm	~6日	9,500			
		30mm		3083-30	1.7mm	~6日	9,500				
		35mm		3083-35	1.7mm	~6日	9,500				
40mm		3081-40		1.7mm	~6日	9,500					
45mm		3081-45		1.7mm	~6日	9,500					
単品系		ノバライフ1 TRE ミニ		透明	フリーカット	15-38×50mm(タテ×ヨコ)	3026-15/10	1.1mm	~5日	6,000	P13
			肌色			15-38×50mm(タテ×ヨコ)	3025-15/10	1.1mm	~5日	6,000	
	透明		フリーカット	15-55×70mm(タテ×ヨコ)	3024-15/10	1.1mm	~5日	6,300			
				25mm	3024-25/10	1.1mm	~5日	6,300			
				30mm	3024-30/10	1.1mm	~5日	6,300			
				35mm	3024-35/10	1.1mm	~5日	6,300			
				40mm	3024-40/10	1.1mm	~5日	6,300			
			プレカット	45mm	3024-45/10	1.1mm	~5日	6,300			
				肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-55×70mm(タテ×ヨコ)	3023-15/10	1.1mm	~5日	6,300	
						25mm	3023-25/10	1.1mm	~5日	6,300	
						30mm	3023-30/10	1.1mm	~5日	6,300	
						35mm	3023-35/10	1.1mm	~5日	6,300	
プレカット	40mm	3023-40/10	1.1mm	~5日	6,300						

ストリーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		製品番号	皮膚保護剤 中心の厚み	貼付日数 目安	標準価格 (非課税)	ページ	備考					
			フリーカット	プレカット											
コロステミー/イレオステミー	単品系	ノバライフ1 TRE マキシ	透明	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	3018-15	1.1mm	~5日	6,300	P13					
				プレカット	25mm	3018-25	1.1mm	~5日	6,300						
				プレカット	30mm	3018-30	1.1mm	~5日	6,300						
				肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	3017-15	1.1mm	~5日		6,300				
					プレカット	25mm	3017-25	1.1mm	~5日		6,300				
					プレカット	30mm	3017-30	1.1mm	~5日		6,300				
			透明	フリーカット	15-70×90mm (タテ×ヨコ)	3016-15	1.1mm	~5日	7,200						
				肌色 (あんしん窓)	15-70×90mm (タテ×ヨコ)	3015-15	1.1mm	~5日	7,200						
			コロステミー/イレオステミー	単品系	ノバライフ1 TRE コンベックス ミニ	透明	フリーカット	15-24mm	3042-24		1.7mm	~6日	9,900	P14	
						肌色	フリーカット	15-24mm	3041-24		1.7mm	~6日	9,900		
					ノバライフ1 TRE コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	3046-24		1.7mm	~6日	9,900		
								15-37mm	3042-37		1.7mm	~6日	9,900		
								15-46mm	3042-46		1.7mm	~6日	9,900		
							プレカット	25mm	3046-25		1.7mm	~6日	9,900		
30mm	3042-30	1.7mm						~6日	9,900						
35mm	3042-35	1.7mm						~6日	9,900						
肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm				3045-24	1.7mm	~6日	9,900						
		15-37mm				3041-37	1.7mm	~6日	9,900						
		15-46mm				3041-46	1.7mm	~6日	9,900						
	プレカット	25mm				3045-25	1.7mm	~6日	9,900						
		30mm				3041-30	1.7mm	~6日	9,900						
		35mm				3041-35	1.7mm	~6日	9,900						
ノバライフ1 TRE コンベックス マキシ	透明	フリーカット			15-59mm	3042-59	1.7mm	~6日	9,900						
	肌色 (あんしん窓)	フリーカット			15-59mm	3041-59	1.7mm	~6日	9,900						
コロステミー/イレオステミー	単品系	ノバライフ1 フィット			透明	フリーカット	15-24mm	982-24	1.7mm	1-4日	8,500	P16			
							15-34mm	982-34	1.7mm	1-4日	8,500				
						プレカット	25mm	982-25	1.7mm	1-4日	8,500				
							30mm	982-30	1.7mm	1-4日	8,500				
							35mm	982-35	1.7mm	1-4日	8,500				
						肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	981-24	1.7mm	1-4日		8,500		
					15-34mm			981-34	1.7mm	1-4日	8,500				
					プレカット		25mm	981-25	1.7mm	1-4日	8,500				
							30mm	981-30	1.7mm	1-4日	8,500				
							35mm	981-35	1.7mm	1-4日	8,500				
							35mm	981-35	1.7mm	1-4日	8,500				
					ノバライフ1 フィット マキシ		透明	フリーカット	15-24mm	984-24	1.7mm		1-4日		8,500
			15-34mm	984-34					1.7mm	1-4日	8,500				
			15-44mm	982-44		1.7mm			1-4日	8,500					
		15-54mm	982-54	1.7mm		1-4日			8,500						
		プレカット	25mm	984-25		1.7mm		1-4日	8,500						
			30mm	984-30		1.7mm		1-4日	8,500						
			35mm	984-35		1.7mm		1-4日	8,500						

ストリーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		製品番号	皮膚保護剤 中心の厚み	貼付日数 目安	標準価格 (非課税)	ページ	備考					
			フリーカット	プレカット											
コロステミー/イレオステミー	単品系	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	プレカット	40mm	982-40	1.7mm	1-4日	8,500	P16					
					45mm	982-45	1.7mm	1-4日	8,500						
				肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	983-24	1.7mm	1-4日		8,500				
						15-34mm	983-34	1.7mm	1-4日		8,500				
						15-44mm	981-44	1.7mm	1-4日		8,500				
						15-54mm	981-54	1.7mm	1-4日		8,500				
			25mm			983-25	1.7mm	1-4日	8,500						
			プレカット	30mm	983-30	1.7mm	1-4日	8,500							
				35mm	983-35	1.7mm	1-4日	8,500							
				40mm	981-40	1.7mm	1-4日	8,500							
				45mm	981-45	1.7mm	1-4日	8,500							
				40mm	981-40	1.7mm	1-4日	8,500							
				45mm	981-45	1.7mm	1-4日	8,500							
				45mm	981-45	1.7mm	1-4日	8,500							
			コロステミー/イレオステミー	単品系	ノバライフ1 ミニ	透明	フリーカット	10-38×50mm	926-10/10		1.1mm	1-3日	5,300	P17	
						肌色	フリーカット	10-38×50mm	925-10/10		1.1mm	1-3日	5,300		
					ノバライフ1	透明	フリーカット	10-55×70mm	924-10/10		1.1mm	1-3日	5,800		
								25mm	924-25/10		1.1mm	1-3日	5,800		
30mm	924-30/10	1.1mm						1-3日	5,800						
プレカット	35mm	924-35/10					1.1mm	1-3日	5,800						
	40mm	924-40/10					1.1mm	1-3日	5,800						
	45mm	924-45/10					1.1mm	1-3日	5,800						
肌色	フリーカット	10-55×70mm				923-10/10	1.1mm	1-3日	5,800						
		25mm				923-25/10	1.1mm	1-3日	5,800						
		30mm				923-30/10	1.1mm	1-3日	5,800						
	プレカット	35mm				923-35/10	1.1mm	1-3日	5,800						
		40mm				923-40/10	1.1mm	1-3日	5,800						
		40mm				923-40/10	1.1mm	1-3日	5,800						
ノバライフ1 マキシ	透明	フリーカット	10-70×90mm	916-10/10	1.1mm	1-3日	6,800								
			25mm	916-25/10	1.1mm	1-3日	6,800								
			30mm	916-30/10	1.1mm	1-3日	6,800								
		プレカット	35mm	916-35/10	1.1mm	1-3日	6,800								
			35mm	916-35/10	1.1mm	1-3日	6,800								
	肌色	フリーカット	10-70×90mm	915-10/10	1.1mm	1-3日	6,800								
			25mm	915-25/10	1.1mm	1-3日	6,800								
			30mm	915-30/10	1.1mm	1-3日	6,800								
		プレカット	35mm	915-35/10	1.1mm	1-3日	6,800								
			35mm	915-35/10	1.1mm	1-3日	6,800								
コロステミー/イレオステミー	単品系	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	フリーカット	10-24mm	942-24	1.7mm	1-4日	9,200	P18					
					20mm 最大 有効径24mm	942-20	1.7mm	1-4日	9,200						
				プレカット	25mm	942-25	1.7mm	1-4日	9,200						
					25mm	942-25	1.7mm	1-4日	9,200						
			肌色	フリーカット	10-24mm	941-24	1.7mm	1-4日	9,200						
					20mm 最大 有効径24mm	941-20	1.7mm	1-4日	9,200						
				プレカット	25mm	941-25	1.7mm	1-4日	9,200						
					25mm	941-25	1.7mm	1-4日	9,200						
		ノバライフ1 コンベックス	透明	フリーカット	10-37mm	942-37	1.7mm	1-4日	9,200						
					10-46mm	942-46	1.7mm	1-4日	9,200						
				プレカット	30mm 最大 有効径37mm	942-30	1.7mm	1-4日	9,200						
			35mm		942-35	1.7mm	1-4日	9,200							
			40mm 最大 有効径46mm		942-40	1.7mm	1-4日	9,200							

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤中心の厚み	貼付日数目安	標準価格(非課税)	ページ	備考					
コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	45mm	942-45	1.7mm	1-4日	9,200	P18				
			肌色	フリーカット	10-37mm	941-37	1.7mm	1-4日	9,200					
				プレカット	10-46mm	941-46	1.7mm	1-4日	9,200					
				プレカット	30mm 最大有効径37mm	941-30	1.7mm	1-4日	9,200					
			35mm		941-35	1.7mm	1-4日	9,200						
			40mm 最大有効径46mm		941-40	1.7mm	1-4日	9,200						
			ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明	フリーカット	10-59mm	942-59	1.7mm	1-4日		9,200			
		プレカット		50mm 最大有効径59mm	942-50	1.7mm	1-4日	9,200						
		肌色		フリーカット	10-59mm	941-59	1.7mm	1-4日	9,200					
				プレカット	50mm 最大有効径59mm	941-50	1.7mm	1-4日	9,200					
				フリーカット	10-59mm	941-59	1.7mm	1-4日	9,200					
		コロストミー		単品系	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	フリーカット	10-38×50mm	903-10/10		1.1mm	1-3日	3,600	P19
							プレカット	25mm	903-25/10		1.1mm	1-3日	3,600	
			プレカット			30mm	903-30/10	1.1mm	1-3日		3,600			
35mm	903-35/10					1.1mm	1-3日	3,600						
ノバライフ1 クローズ	透明		プレカット		フリーカット	10-55×70mm	902-10/10	1.1mm	1-3日	3,600				
					25mm	902-25/10	1.1mm	1-3日	3,600					
					30mm	902-30/10	1.1mm	1-3日	3,600					
					35mm	902-35/10	1.1mm	1-3日	3,600					
					40mm	902-40/10	1.1mm	1-3日	3,600					
	肌色		プレカット		フリーカット	10-55×70mm	901-10/10	1.1mm	1-3日	3,600				
					25mm	901-25/10	1.1mm	1-3日	3,600					
					30mm	901-30/10	1.1mm	1-3日	3,600					
					35mm	901-35/10	1.1mm	1-3日	3,600					
					45mm	901-45/10	1.1mm	1-3日	3,600					
コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバ1 ミニフォルドアップ	透明	フリーカット	15-50mm	826-15/10	1.1mm	1-3日	4,800	P21				
			肌色	フリーカット	15-50mm	825-15/10	1.1mm	1-3日	4,800					
		ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	フリーカット	15-60mm	824-15/10	1.1mm	1-3日		5,300			
					25mm	824-25/10	1.1mm	1-3日	5,300					
					30mm	824-30/10	1.1mm	1-3日	5,300					
					35mm	824-35/10	1.1mm	1-3日	5,300					
					40mm	824-40/10	1.1mm	1-3日	5,300					
			肌色	プレカット	フリーカット	15-60mm	823-15/10	1.1mm	1-3日		5,300			
					25mm	823-25/10	1.1mm	1-3日	5,300					
					30mm	823-30/10	1.1mm	1-3日	5,300					
					35mm	823-35/10	1.1mm	1-3日	5,300					
					40mm	823-40/10	1.1mm	1-3日	5,300					
		ノバ1 マキシ フォールドアップ	透明	フリーカット	15-90mm	816-15	1.1mm	1-3日	7,900					
		コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	フリーカット	15-46mm	862-15	3.3mm		1-4日	8,500	P22	
プレカット	25mm				862-25	3.3mm	1-4日	8,500						

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤中心の厚み	貼付日数目安	標準価格(非課税)	ページ	備考					
コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	プレカット	30mm	862-30	3.3mm	1-4日	8,500	P22				
					35mm	862-35	3.3mm	1-4日	8,500					
					40mm	862-40	3.3mm	1-4日	8,500					
					45mm	862-45	3.3mm	1-4日	8,500					
				肌色	フリーカット	15-46mm	861-15	3.3mm	1-4日		8,500			
					プレカット	25mm	861-25	3.3mm	1-4日		8,500			
						30mm	861-30	3.3mm	1-4日		8,500			
			コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	プレカット	25mm	882-25		5.3mm	1-5日	9,000	P23
								30mm	882-30		5.3mm	1-5日	9,000	
								35mm	882-35		5.3mm	1-5日	9,000	
								40mm	882-40		5.3mm	1-5日	9,000	
						肌色	プレカット	45mm	882-45		5.3mm	1-5日	9,000	
								25mm	881-25		5.3mm	1-5日	9,000	
								30mm	881-30		5.3mm	1-5日	9,000	
コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	842-24	1.65mm	1-4日	9,000	P24				
					15-37mm	842-37	1.65mm	1-4日	9,000					
					15-46mm	842-46	1.65mm	1-4日	9,000					
					20mm	842-20	1.65mm	1-4日	9,000					
					25mm	842-25	1.65mm	1-4日	9,000					
				肌色	プレカット	30mm	842-30	1.65mm	1-4日		9,000			
						35mm	842-35	1.65mm	1-4日		9,000			
						15-24mm	841-24	1.65mm	1-4日		9,000			
						15-37mm	841-37	1.65mm	1-4日		9,000			
						15-46mm	841-46	1.65mm	1-4日		9,000			
			コロストミー/イレオストミー	単品系	ノバ1 イレオストミー	透明	フリーカット	20mm	841-20		1.65mm	1-4日	9,000	P25
								25mm	841-25		1.65mm	1-4日	9,000	
								30mm	841-30		1.65mm	1-4日	9,000	
								35mm	841-35		1.65mm	1-4日	9,000	
イレオストミー	単品系	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット	25mm	820-25	5.3mm	1-4日	9,000	P26				
					30mm	820-30	5.3mm	1-4日	9,000					
					35mm	820-35	5.3mm	1-4日	9,000					
					15-24mm	810-24	1.65mm	1-4日	4,500					
					15-37mm	810-37	1.65mm	1-4日	4,500					
		ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	15-46mm	810-46	1.65mm	1-4日	4,500					
					25mm	810-25	1.65mm	1-4日	4,500					
					30mm	810-30	1.65mm	1-4日	4,500					
					35mm	810-35	1.65mm	1-4日	4,500					
					40mm	810-40	1.65mm	1-4日	4,500					
ウロストミー	単品系	ノバ1 ウロストミー X3	透明	フリーカット	12-46mm	892-12	3.3mm	1-3日	8,500	P28				
				プレカット	20mm	892-20	3.3mm	1-3日	8,500					

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤 中心の厚み	貼付日数 目安	標準価格 (非課税)	ページ	備考							
ウロストミー	単品系	ノバ1 ウロストミー X3	透明	プレカット	25mm	892-25	3.3mm	1-3日	8,500	P28	最大5mm指で伸ばせませす リング状皮膚保護剤内蔵					
					30mm	892-30	3.3mm	1-3日	8,500							
		ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	894-24	1.65mm	1-3日	9,500	P29						
					15-37mm	894-37	1.65mm	1-3日	9,500							
					プレカット	20mm	894-20	1.65mm	1-3日			9,500				
						25mm	894-25	1.65mm	1-3日			9,500				
						30mm	894-30	1.65mm	1-3日			9,500				
						30mm	894-30	1.65mm	1-3日			9,500				
		小児用	単品系	ノバ1 インファント ドレイン	透明	フリーカット	0-40mm	818-00/10	0.7mm	1-2日		4,000	P30	フィルターなし		
							10-40mm	818-10/10	0.7mm	1-2日		4,000		フィルターなし		
コロストミー	単品系	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	30mm	829-30/10		1時間-2日	2,500	P31						
					40mm	829-40/10		1時間-2日	2,500							
					50mm	829-50/10		1時間-2日	2,500							
コロストミー/イレオストミー/ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 TRE リング	フランチ	36mm	フリーカット	15-28mm	3136-15	1.7mm	~5日	4,350	P33					
					プレカット	15-35mm	3143-15	1.7mm	~5日	4,350						
				43mm	プレカット	25mm	3143-25	1.7mm	~5日	4,350						
						30mm	3143-30	1.7mm	~5日	4,350						
				55mm	プレカット	15-47	3155-15	1.7mm	~5日	4,350						
						35mm	3155-35	1.7mm	~5日	4,350						
				70mm	プレカット	40mm	3155-40	1.7mm	~5日	4,350						
						15-62mm	3170-15	1.7mm	~5日	4,350						
				コロストミー/イレオストミー/ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 TRE コンベックス リング	フランチ	36mm	フリーカット	15-23mm		3236-15	1.7mm	~6日	5,250	P34
									プレカット	15-30mm		3243-15	1.7mm	~6日	5,250	
43mm	プレカット	25mm	3243-25					1.7mm	~6日	5,250						
		30mm	3243-30					1.7mm	~6日	5,250						
55mm	プレカット	15-42mm	3255-15					1.7mm	~6日	5,250						
		35mm	3255-35					1.7mm	~6日	5,250						
70mm	プレカット	40mm	3255-40					1.7mm	~6日	5,250						
		15-59mm	3270-15					1.7mm	~6日	5,250						
コロストミー/イレオストミー/ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 リング	フランチ					36mm	フリーカット	10-28mm	1736-10	1.7mm	1-4日	3,850	P36	
									プレカット	20mm	1736-20	1.7mm	1-4日	3,850		
				25mm	1736-25	1.7mm	1-4日			3,850						
				43mm	プレカット	10-35mm	1743-10	1.7mm	1-4日	3,850						
						25mm	1743-25	1.7mm	1-4日	3,850						
						30mm	1743-30	1.7mm	1-4日	3,850						
			55mm	プレカット	10-47mm	1755-10	1.7mm	1-4日	3,850							
					35mm	1755-35	1.7mm	1-4日	3,850							
					40mm	1755-40	1.7mm	1-4日	3,850							
			70mm	プレカット	10-62mm	1770-10	1.7mm	1-4日	3,850							
					45mm	1770-45	1.7mm	1-4日	3,850							
					50mm	1770-50	1.7mm	1-4日	3,850							
			ノバライフ2 コンベックス リング	フランチ	36mm	フリーカット	10-23mm	1936-10	1.7mm	1-4日	4,600	P37				
						プレカット	20mm	1936-20	1.7mm	1-4日	4,600					
					プレカット	23mm	1936-23	1.7mm	1-4日	4,600						
						23mm	1936-23	1.7mm	1-4日	4,600						

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤 中心の厚み	貼付日数 目安	標準価格 (非課税)	ページ	備考		
コロストミー/イレオストミー/ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 コンベックス リング	フランチ 43mm	フリーカット	10-30mm	1943-10	1.7mm	1-4日	4,600	P37	
				プレカット	25mm	1943-25	1.7mm	1-4日	4,600		
			フランチ 55mm	プレカット	30mm	1943-30	1.7mm	1-4日	4,600		
					フリーカット	10-42mm	1955-10	1.7mm	1-4日		4,600
			フランチ 70mm	プレカット	35mm 最大 有効径42mm	1955-35	1.7mm	1-4日	4,600		
					40mm	1955-40	1.7mm	1-4日	4,600		
			フランチ 70mm	プレカット	フリーカット	10-59mm	1970-10	1.7mm	1-4日		4,600
					40mm 最大 有効径59mm	1970-40	1.7mm	1-4日	4,600		
			フランチ 70mm	プレカット	45mm 最大 有効径59mm	1970-45	1.7mm	1-4日	4,600		
					45mm 最大 有効径59mm	1970-45	1.7mm	1-4日	4,600		
コロストミー/イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニオープン	透明、フランチ	36mm	1320-36/10		3,700	P38			
				43mm	1320-43/10		3,700				
				55mm	1320-55/10		3,700				
				肌色、フランチ	36mm	1319-36/10			3,700		
				肌色、フランチ	43mm	1319-43/10			3,700		
				肌色、フランチ	55mm	1319-55/10			3,700		
				透明、フランチ	36mm	1316-36/10			4,000		
				透明、フランチ	43mm	1316-43/10			4,000		
				透明、フランチ	55mm	1316-55/10			4,000		
				透明、フランチ	70mm	1316-70/10			4,000		
		ノバライフ2 マキシ オープン	透明、フランチ	36mm	1315-36/10		4,000				
				肌色、フランチ	36mm	1315-36/10		4,000			
				肌色、フランチ	43mm	1315-43/10		4,000			
				肌色、フランチ	55mm	1315-55/10		4,000			
				肌色、フランチ	70mm	1315-70/10		4,000			
				透明、フランチ	43mm	1322-43/10		4,300			
				透明、フランチ	55mm	1322-55/10		4,300			
				透明、フランチ	70mm	1322-70/10		4,300			
				肌色、フランチ	43mm	1321-43/10		4,300			
				肌色、フランチ	55mm	1321-55/10		4,300			
コロストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニクローズ	肌色、フランチ	36mm	1303-36/10		2,600	P40			
				43mm	1303-43/10		2,600				
				55mm	1303-55/10		2,600				
		ノバライフ2 クローズ	透明、フランチ	36mm	1302-36/10		2,600				
			透明、フランチ	43mm	1302-43/10		2,600				
			透明、フランチ	55mm	1302-55/10		2,600				
ノバライフ2 クローズ	肌色、フランチ	36mm	1301-36/10		2,600						
		43mm	1301-43/10		2,600						
		43mm	1301-43/10		2,600						
		55mm	1301-55/10		2,600						
コロストミー/イレオストミー	二品系 面板	ノバ2 リング	フランチ 36mm	フリーカット	12-28mm	1136-12	1.65mm	1-4日	3,750	P40	
				プレカット	15-28mm	1136-15	1.65mm	1-4日	3,750		
			フランチ 43mm	プレカット	20mm	1136-20	1.65mm	1-4日	3,750		
					25mm	1136-25	1.65mm	1-4日	3,750		
		フランチ 43mm	フリーカット	15-35mm	1143-15	1.65mm	1-4日	3,750			
				15-35mm	1143-15	1.65mm	1-4日	3,750			
				15-35mm	1143-15	1.65mm	1-4日	3,750			
				15-35mm	1143-15	1.65mm	1-4日	3,750			

種類	ストーマの種類	製品の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤 中心の厚み	貼付日数 目安	標準価格 (非課税)	ページ	備考						
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 面板	ノバ2 リング	フランジ 43mm	プレカット	25mm	1143-25	1.65mm	1-4日	3,750	P40					
					プレカット	30mm	1143-30	1.65mm	1-4日	3,750						
				フランジ 55mm	フリーカット	15-47mm	1155-15	1.65mm	1-4日	3,750						
					プレカット	35mm	1155-35	1.65mm	1-4日	3,750						
				フランジ 70mm	フリーカット	15-62mm	1170-15	1.65mm	1-4日	3,750						
						40mm	1155-40	1.65mm	1-4日	3,750						
				ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 面板	ノバ2 X3 リング	フランジ 43mm	フリーカット	15-30mm		1343-15	3.3mm	1-4日	4,000	P41
									プレカット	25mm		1343-25	3.3mm	1-4日	4,000	
								フランジ 55mm	フリーカット	15-42mm		1355-15	3.3mm	1-4日	4,000	
									プレカット	32mm		1355-32	3.3mm	1-4日	4,000	
フランジ 55mm	プレカット	35mm	1355-35					3.3mm	1-4日	4,000						
		32mm	1355-32					3.3mm	1-4日	4,000						
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 面板	ノバ2 X5 リング					フランジ 43mm	プレカット	18mm	1443-18	5.3mm	1-5日	4,250	P42	
										21mm	1443-21	5.3mm	1-5日	4,250		
										25mm	1443-25	5.3mm	1-5日	4,250		
										28mm	1443-28	5.3mm	1-5日	4,250		
				フランジ 55mm	プレカット	32mm	1455-32	5.3mm	1-5日	4,250						
						35mm	1455-35	5.3mm	1-5日	4,250						
				フランジ 55mm	プレカット	38mm	1455-38	5.3mm	1-5日	4,250						
						35mm	1455-35	5.3mm	1-5日	4,250						
				ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 面板	ノバ2 コンベックス リング	フランジ 36mm	フリーカット	15-23mm	1536-15	1.65mm	1-4日	4,500		P43
									プレカット	20mm	1536-20	1.65mm	1-4日	4,500		
23mm	1536-23	1.65mm	1-4日							4,500						
フランジ 43mm	フリーカット	15-30mm	1543-15					1.65mm	1-4日	4,500						
	プレカット	25mm	1543-25					1.65mm	1-4日	4,500						
フランジ 43mm	プレカット	30mm	1543-30					1.65mm	1-4日	4,500						
		15-42mm	1555-15					1.65mm	1-4日	4,500						
フランジ 55mm	プレカット	35mm	1555-35					1.65mm	1-4日	4,500						
		40mm	1555-40					1.65mm	1-4日	4,500						
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	ノバ2 ミニフォルドアップ					透明、フランジ 36mm		1220-36		3,300	P44			
				透明、フランジ 43mm		1220-43		3,300								
				透明、フランジ 55mm		1220-55		3,300								
				肌色、フランジ 36mm		1219-36		3,300								
				肌色、フランジ 43mm		1219-43		3,300								
				肌色、フランジ 55mm		1219-55		3,300								
				透明、フランジ 36mm		1216-36		3,600								
				透明、フランジ 43mm		1216-43		3,600								
				透明、フランジ 55mm		1216-55		3,600								
				透明、フランジ 70mm		1216-70		3,600								
				肌色、フランジ 36mm		1215-36		3,600								
				肌色、フランジ 43mm		1215-43		3,600								
				肌色、フランジ 55mm		1215-55		3,600								
				肌色、フランジ 70mm		1215-70		3,600								
				ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	ノバ2 イレオストミー	透明、フランジ 43mm		1208-43		5,400		P45		
								透明、フランジ 55mm		1208-55		5,400				

種類	ストーマの種類	製品の種類	製品名称	規格	製品番号	皮膚保護剤 中心の厚み	貼付日数 目安	標準価格 (非課税)	ページ	備考
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	ノバ2 イレオストミー	透明、フランジ 70mm		1208-70		5,400	P45	キャップ式排出口
				肌色、フランジ 43mm		1207-43		5,400		キャップ式排出口
				肌色、フランジ 55mm		1207-55		5,400		キャップ式排出口
				肌色、フランジ 70mm		1207-70		5,400		キャップ式排出口
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	ノバ2 ウロストミー	透明、フランジ 36mm		1218-36		5,900	P46	
				透明、フランジ 43mm		1218-43		5,900		
				透明、フランジ 55mm		1218-55		5,900		
				肌色、フランジ 36mm		1217-36		5,900		
				肌色、フランジ 43mm		1217-43		5,900		
			肌色、フランジ 55mm		1217-55		5,900			

■ アクセサリー 一覧

種類	ストーマの種類	製品の種類	製品名称	規格	製品番号	標準価格 (税抜)	ページ	備考	
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	用手成形皮膚 保護剤	TREシール 98mm	厚さ 2.3mm 外径 98mm 内径 18mm	072-98	2,040	P48	
				TREシール 48mm (リングタイプ)	厚さ 2.3mm 外径 48mm 内径 18mm	072-48	3,400		
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	リング状 皮膚保護剤	GXトラシール	内径 20mm	725-20/30	9,000	P49	30枚入
					内径 30mm	725-30/30	9,000		30枚入
					内径 40mm	725-40/30	9,000		30枚入
					内径 50mm	725-50/30	9,000		30枚入
				GXトラシール (10枚)	内径 20mm	725-20/10	3,300		10枚入
					内径 30mm	725-30/10	3,300		10枚入
					内径 40mm	725-40/10	3,300		10枚入
					内径 50mm	725-50/10	3,300		10枚入
				ダンサックシール	内径 20mm	070-20/10	5,000		10枚入
					内径 30mm	070-30/10	5,000		10枚入
					内径 40mm	070-40/10	5,000		10枚入
					内径 50mm	070-50/10	5,000		10枚入
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	練状皮膚保護剤	ソフトペースト	50g	77550-0	2,000	P50	1本入
			清拭用品	スキンティッシュ		71000-0000	2,800		50枚入
			消臭液	ダンサック消臭液 ノドールS	50ml	080-00	2,500		1本入
				250ml	080-01	7,500	1本入		
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	閉鎖具	クランプ		092-00	2,250	P51	25個入
				ソフトワイヤータイ		095-02	1,500		50本入
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	ウロストミー用 廃液貯留袋	ドレインネージバッグ	2000ml	420-00	7,000	P51	10枚入
			ウロストミー用 接続管	ドレインチューブアダプター		400-50	5,000		10個入
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	二品系 ストーマ袋	ベルト	ダンサックベルト	白 100cm	09000-0000	700	P52	1本入
				ダンサックベルト	肌色 100cm	090-02	700		1本入
				ベルトパック 85mm	ベルトプレート 85mm 5枚、ベルト1本 (白)	09075-0000	1,600		
			ベルトパック 48mm	ベルトプレート 48mm 5枚、ベルト1本 (肌色)	09076-0000	1,600			